

Silver Sport
Full Reclining Wheelchair
Fauteuil roulant Silver Sport
entièrement inclinable
Silla de ruedas totalmente
reclinable Silver Sport

item # / n° d'article / N.º de artículo:

SSP16RBDDAV

SSP16RBDFAV

SSP18RBDDAV

SSP18RBDFAV

SSP20RBDDAV

SSP20RBDFAV

SSP22RBDDAV

SSP24RBDDAV



Item #SSP18RBDDAV Shown

WEIGHT CAPACITY FOR 16" AND 18" CHAIR: 300 LBS

WEIGHT CAPACITY FOR 20" CHAIR: 350 LBS

WEIGHT CAPACITY FOR 22" CHAIR: 450 LBS

WEIGHT CAPACITY FOR 24" CHAIR: 500 LBS

Intended Use

The Silver Sport Reclining Wheelchair is a manually propelled mobility device intended to provide safe, supportive seating and mobility assistance for individuals who experience temporary or permanent mobility limitations and require the ability to reposition their upper body through partial or full recline.

The wheelchair may be propelled by the user or by a caregiver/attendant, depending on the user's functional abilities. It is intended to accommodate users who need postural support, pressure redistribution through reclining positions, or improved comfort due to medical conditions affecting mobility, balance, endurance, or trunk control.

The wheelchair is not intended for use as a transportation seat in motor vehicles and should only be used on level, stable surfaces.

CAUTION:

Stability - Wheelchair is designed to be safe and stable as long as center of gravity is maintained while going about normal activities. Care must be taken while performing activities that shift your center of gravity in the chair. Never reach so far that require you to shift in the seat or bend over out of the chair. When you have to reach for objects that require you to lean, be certain front casters are pointing in a forward position that extends the wheel base and will stabilize the chair.

Ramps - Be sure of your own capabilities, limitations and strength before attempting to go up a ramp. Correct techniques on ramp negotiation should be shown to you by a qualified professional. Assistance is recommended when going up or down inclines greater than 10°. If you must stop on an incline, avoid sudden, abrupt movement when you resume movement. Because of backward angle of the chair, sudden abrupt movement could cause instability. Attempting to use the wheel lock brakes could result in accidental locking, tipping to one side, or cause a sudden stop. Avoid changing direction when going down an incline, as this could result in instability of tipping over.

Please read this manual carefully to insure safe usage and understanding of maintenance instructions.

Congratulations on your purchase of a Drive Medical wheelchair. Drive Medical wheelchairs are the result of quality engineering and are manufactured to meet our highly rigorous specifications. We hope it will surpass all your expectations.

Use and Safety

RECLINING THE BACKREST - The Silver Sport Reclining Wheelchair features a multi-position reclining backrest designed to enhance comfort and support. Follow the steps below to safely recline and return the backrest to an upright position.

Before You Begin

- Ensure the wheelchair is on a level, stable surface.
- Engage the wheel locks to prevent movement during reclining.
- Confirm that the anti-tippers are installed

To Recline the Backrest

- Stand behind the wheelchair.
- Locate the recline release handles positioned on the upper portion of the push handles.
- Squeeze or pull the release handles firmly and evenly using both hands.
- While holding the handles, slowly guide the backrest backward to the desired position.
- Release the handles once the backrest reaches the preferred angle. The mechanism will lock automatically when fully engaged.

To Return the Backrest Upright

- Stand behind the chair and hold the push handles securely.
- Engage the recline release handles.
- Carefully assist the backrest forward, maintaining control until it reaches the fully upright position.
- Release the handles and ensure the backrest locks into place.

Safety Notes

- Do not attempt to recline the chair while it is moving.
- Always use two hands when operating the recline mechanism.

- Confirm that the user's clothing, arms, and any accessories are clear of the reclining frame before adjusting.

WHEEL LOCKS - Engage both wheel locks before getting in or out of chair, leaning forward in chair, or while in an elevator or wheelchair lift. Proper adjustment of wheel lock is at least 1/8" when locked. Locks are engaged by pushing handle completely forward. Adjustments to locks are made by loosening or tightening nut on the carriage bolt. Embed lock shoe at least 1/8" by sliding clamp toward rear wheel while handle is engaged in locked position. Tighten nut and bolt to secure in position. Test for correct locking action before actual use.

TIRES - Solid rubber tires need minimal maintenance, but should be cleaned occasionally with a damp cloth. Replace if tires become severely worn or cracking appears.

FRONT CASTERS - Casters should be checked periodically and lubricated occasionally. Lubricate by removing fork and greasing caster stem bearings. Lubricate wheel bearings by removing wheel from fork. Reassemble fork and wheel by tightening nuts until no play remains, but wheels roll freely. If nut is too loose, caster will shimmy, if too tight, chair will be hard to steer.

REMOVAL OF SWING-AWAY FOOT RESTS/LEG RESTS - Release lock by pushing on the front rigging lever. Swing-away foot rest /leg rest out and sideways. Lift to remove.

ADJUSTING LENGTH OF FOOTREST/LEG REST - When adjusting length of foot rests or leg rests, user should be sitting in wheelchair with feet on the foot plates. Loosen bolt on the clamp around support assembly. Raise or lower foot plate to desired position that will provide maximum support of thighs. Front rigging should not be so low that it causes uncomfortable pressure to thighs at front of seat upholstery. Footrest should not be lower than 2-1/2" from the ground to ensure clearance.

ADJUSTING/ELEVATING LEG REST - Lift foot plate on leg rest assembly to desired position. Release leg rest assembly and it will automatically lock into place. To lower, push out on leg rest lever and lower foot plate to desired position.

WHEELS - Large rear wheels should be inspected at least once a month to ensure proper tightness. If wheel wobbles or is loose, release lock nut and tighten axle bolt slightly. Test for proper tightness by leaning chair to one side and spin adjusted wheel.

GENERAL CARE - Wipe parts with a clean, soft cloth at least once a week. All metal parts can be cleaned with auto wax or similar products. If exposed to moisture, dry immediately. Do not use an abrasive cleanser that will scratch the finish.

TO OPEN CHAIR - Face the front of the chair, place hands on seat rails and push down and out, as the seat opens until level.

TO CLOSE/FOLD CHAIR - First fold foot plates to vertical position. Grab seat with both hands at front and back edge and lift. Or, tilt chair to one side and lift up on seat rail.

REMOVABLE ARMS - Remove arms by depressing spring button and lifting arms out of front and rear sockets.

WARNING

Do not attempt to adjust or operate wheelchair without reading carefully all instructions in this manual.

This wheelchair has not been approved as a seat that can be used within vehicles of any kind. Always transfer wheelchair user to a vehicle manufacturers approved seat and use safety restraints available.

Do not operate this wheelchair on roadways, streets or any surfaces with vehicular traffic.

Do not attempt to operate on inclines 10% or greater without proper assistance.

Be sure to completely engage wheel locks when getting in and out of wheelchair or when in elevator or wheelchair lift.

Wheelchair should be on a smooth, stable and level area with wheel locks engaged before transferring user in or out of wheelchair.

Do not adjust foot rests any lower than 2-1/2" from floor.

When getting in or out of wheelchair, do not stand on or apply weight to foot rests.

Before reaching or leaning forward, rotate casters to front of the wheelchair engage wheel locks to help prevent wheelchair from tipping over.

Do not lean over or apply weight to the top of wheelchair back. This can cause wheelchair to tip over. When trying to extend arms over back, only reach as far as your arm can extend without having to alter your seating position.

DO NOT stand on wheelchair.

DO NOT use wheel locks to slow your descent down an incline.

Abruptly changing directions while going down an incline could cause instability or possible tipping over.

Lifetime Limited Warranty

Your Drive Medical branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive Medical device or this warranty, please contact an authorized Drive Medical dealer.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals, including di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



© 2026 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive Medical is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China



Article n° SSP18RBDDAV illustré

CAPACITÉ DE POIDS POUR FAUTEUIL DE 40,6 CM (16 po) ET 45,7 CM (18 po) : 136 KG (300 LB)

CAPACITÉ DE POIDS POUR FAUTEUIL DE 50,8 CM (20 po) : 159 KG (350 LB)

CAPACITÉ DE POIDS POUR FAUTEUIL DE 55,9 CM (22 po) : 204 KG (450 LB)

CAPACITÉ DE POIDS POUR FAUTEUIL DE 61 CM (24 po) : 227 KG (500 LB)

Utilisation prévue

Le fauteuil roulant Silver Sport inclinable est un dispositif de mobilité à propulsion manuelle conçu pour offrir un siège sécuritaire et soutenant ainsi qu'une assistance à la mobilité aux personnes ayant des limitations de mobilité temporaires ou permanentes et nécessitant la possibilité de repositionner le haut du corps grâce à une inclinaison partielle ou complète.

Le fauteuil roulant peut être propulsé par l'utilisateur ou par un soignant ou un préposé, selon les capacités fonctionnelles de l'utilisateur. Il est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'un soutien postural, d'une redistribution de la pression grâce aux positions inclinées, ou d'un confort accru en raison de problèmes médicaux affectant la mobilité, l'équilibre, l'endurance ou le contrôle du tronc.

Le fauteuil roulant n'est pas destiné à être utilisé comme siège de transport dans les véhicules motorisés et doit être utilisé uniquement sur des surfaces planes et stables.

MISE EN GARDE :

Stabilité – Le fauteuil roulant est conçu pour offrir sécurité et stabilité, à condition de maintenir le centre de gravité lors des activités normales. Il faut faire preuve de prudence lors d'activités susceptibles de déplacer votre centre de gravité dans le fauteuil. Ne vous étirez jamais au point de trop vous avancer sur le siège ou vous pencher hors du fauteuil. Lorsque vous devez vous pencher pour atteindre un objet, assurez-vous que les roues avant sont orientées vers l'avant afin d'allonger l'empattement et de stabiliser le fauteuil.

Rampes – Avant de tenter de monter une rampe, assurez-vous de bien connaître vos capacités, vos limites et votre force physique. Un professionnel qualifié devrait vous enseigner les techniques appropriées de déplacements sur les rampes d'accès. On recommande d'avoir de l'aide pour monter ou descendre des pentes de plus de 10° d'inclinaison. Si vous devez vous arrêter sur une pente, évitez tout mouvement brusque ou soudain au moment de reprendre votre déplacement. En raison de l'angle arrière du fauteuil, un mouvement soudain et brusque peut provoquer une instabilité. Le fait d'utiliser les freins de roues en mouvement pourrait entraîner un blocage accidentel, un basculement latéral ou un arrêt brusque. Évitez de changer de direction en descendant une pente, car cela pourrait rendre le fauteuil instable et le faire basculer.

Veuillez lire attentivement le présent manuel afin d'assurer une utilisation sécuritaire et une bonne compréhension des instructions d'entretien.

Félicitations pour votre achat d'un fauteuil roulant Drive Medical. Les fauteuils roulants Drive Medical sont le résultat d'une ingénierie de qualité et sont fabriqués pour répondre à nos spécifications très rigoureuses. Nous espérons qu'il dépassera toutes vos attentes.

Utilisation et sécurité

INCLINAISON DU DOSSIER – Le fauteuil roulant Silver Sport inclinable est doté d'un dossier inclinable multiposition conçu pour améliorer le confort et le soutien. Suivez les étapes ci-dessous pour incliner le dossier en toute sécurité et le ramener en position verticale.

Avant de commencer

- Assurez-vous que le fauteuil roulant est placé sur une surface plane et stable.
- Enclenchez les freins de roue pour éviter tout mouvement pendant l'inclinaison.
- Vérifiez que les dispositifs anti-basculement sont installés.

Pour incliner le dossier

- Placez-vous derrière le fauteuil roulant.
- Repérez les poignées de déverrouillage de l'inclinaison situées sur la partie supérieure des poignées de poussée.
- Serrez ou tirez fermement les poignées de déverrouillage de manière uniforme avec les deux mains.
- Tout en maintenant les poignées, guidez lentement le dossier vers l'arrière jusqu'à la position souhaitée.
- Relâchez les poignées une fois que le dossier atteint l'angle souhaité. Le mécanisme se verrouille automatiquement une fois entièrement engagé.

Pour remettre le dossier en position verticale

- Placez-vous derrière le fauteuil et tenez fermement les poignées de poussée.
- Actionnez les poignées de déverrouillage de l'inclinaison.
- Aidez soigneusement le dossier à revenir vers l'avant, tout en gardant le contrôle jusqu'à ce qu'il atteigne la position entièrement verticale.
- Relâchez les poignées et assurez-vous que le dossier se verrouille correctement en place.

Consignes de sécurité

- N'essayez pas d'incliner le fauteuil pendant qu'il est en mouvement.

- Utilisez toujours les deux mains pour actionner le mécanisme d'inclinaison.
- Assurez-vous que les vêtements, les bras de l'utilisateur et tout accessoire ne gênent pas le cadre d'inclinaison avant d'effectuer un réglage.

FREINS DE ROUE – Enclenchez les deux freins de roue avant de vous asseoir dans le fauteuil ou d'en sortir, de vous pencher vers l'avant ou d'utiliser un ascenseur ou une plateforme élévatrice pour fauteuil roulant. Le réglage adéquat du frein de roue doit permettre un dégagement d'au moins 3 mm (1/8 po) lorsqu'il est bloqué. Les freins sont enclenchés en poussant complètement la poignée vers l'avant. Pour ajuster les freins, desserrez ou serrez l'écrou sur le boulon du chariot. Insérez le sabot de frein d'au moins 1/8 po en faisant glisser la pince vers la roue arrière alors que la poignée est en position verrouillée. Serrez l'écrou et le boulon pour les fixer en place. Vérifiez que l'action de verrouillage est correcte avant l'utilisation réelle.

PNEUS – Les pneus en caoutchouc plein nécessitent un entretien minimal, mais doivent être nettoyés de temps à autre avec un chiffon humide. Procédez au remplacement si les pneus sont très usés ou s'ils sont fissurés.

ROUES AVANT – Il faut vérifier les roues avant périodiquement et les lubrifier au besoin. Pour lubrifier les roues, retirez d'abord l'étrier puis appliquez de la graisse sur les roulements de direction. Retirez ensuite la roue de l'étrier, puis lubrifiez les roulements à bille. Remontez l'étrier et la roue en serrant les écrous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu, tout en assurant une rotation libre des roues. Si l'écrou est trop lâche, la roue vibrera; s'il est trop serré, le fauteuil sera difficile à manœuvrer.

RETRAIT DES REPOSE-PIEDS/REPOSE-JAMBES PIVOTANTS – Débloquez le frein en poussant le levier du support avant. Faites pivoter le repose-pieds/repose-jambes vers l'extérieur et latéralement. Soulevez pour le retirer.

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DES REPOSE-PIEDS OU DES REPOSE-JAMBES – Lors du réglage de la longueur des repose-pieds ou des repose-jambes, l'utilisateur doit être assis dans le fauteuil roulant

avec les pieds sur les palettes. Desserrez le boulon du collier autour de l'ensemble de support. Relevez ou abaissez la palette à la position souhaitée pour un soutien maximal des cuisses. Le support avant ne doit pas être fixé trop bas afin d'éviter une pression inconfortable sur les cuisses à l'avant du siège. Les repose-pieds ne doivent pas se trouver à moins de 6,4 cm (2-1/2 po) du sol pour assurer le dégagement.

RÉGLAGE/ÉLÉVATION DU REPOSE-

JAMBES – Soulevez la palette du repose-jambes jusqu'à la position souhaitée. Relâchez l'ensemble du repose-jambes et il se verrouillera automatiquement en place. Pour abaisser le repose-jambes, poussez le levier du repose-jambes vers l'extérieur et abaissez la palette à la position souhaitée.

ROUES – Il faut inspecter les grandes roues arrière au moins une fois par mois pour s'assurer qu'elles sont bien serrées. Si la roue oscille ou est lâche, desserrez l'écrou de blocage, puis resserrez légèrement le boulon de l'essieu. Vérifiez que c'est bien serré en appuyant sur le fauteuil d'un côté, puis en tournant la roue ajustée.

ENTRETIEN GÉNÉRAL – Essuyez les pièces avec un chiffon propre et doux au moins une fois par semaine. Toutes les pièces métalliques peuvent être nettoyées avec de la cire pour automobile ou un produit similaire. En cas d'exposition à l'humidité, séchez immédiatement. N'utilisez pas de nettoyant abrasif qui pourrait rayer la finition.

POUR OUVRIR LE FAUTEUIL – Tenez-vous devant le fauteuil, posez les mains sur les barres latérales du siège, puis poussez vers le bas et vers l'extérieur jusqu'à ce que le siège soit complètement déployé et à niveau.

POUR FERMER/PLIER LE FAUTEUIL – Rabattez d'abord les repose-pieds en position verticale. Saisissez le siège à deux mains, à l'avant et à l'arrière, puis soulevez-le. Ou encore, inclinez le fauteuil d'un côté et soulevez la barre latérale du siège.

ACCOUDOIRS AMOVIBLES – Retirez les accoudoirs en appuyant sur le bouton à ressort et en soulevant les accoudoirs hors des logements avant et arrière.

AVERTISSEMENT

Ne tentez pas d'ajuster ni d'utiliser le fauteuil roulant sans avoir lu attentivement toutes les instructions du présent manuel.

Ce fauteuil roulant n'est pas approuvé pour une utilisation comme siège à l'intérieur d'un véhicule, quel qu'il soit. Il faut toujours transférer l'utilisateur dans un siège approuvé par le fabricant du véhicule et utiliser les dispositifs de retenue prévus à cet effet.

N'utilisez pas ce fauteuil roulant sur les routes, les rues ou toute autre surface où circulent des véhicules.

Ne tentez pas d'utiliser sur des pentes de 10 % ou plus sans l'aide appropriée.

Assurez-vous d'enclencher complètement les freins de roue lorsque vous montez dans le fauteuil, en descendez ou utilisez un ascenseur ou une plateforme élévatrice.

Le fauteuil roulant doit se trouver sur une zone lisse, stable et plane avec les freins de roue enclenchés avant de transférer l'utilisateur dans le fauteuil roulant ou hors de celui-ci.

Ne pas régler les repose-pieds à moins de 6,4 cm (2-1/2 po) du sol.

Lorsque vous montez dans le fauteuil roulant ou en descendez, ne vous tenez pas debout sur les repose-pieds et ne vous y appuyez pas.

Avant d'allonger la main ou de vous pencher vers l'avant, faites pivoter les roulettes avant vers l'avant et enclenchez les freins de roue afin d'éviter que le fauteuil ne bascule.

Ne vous penchez pas sur le dossier du fauteuil roulant et ne vous y appuyez pas. Cela pourrait faire basculer le fauteuil roulant. Lorsque vous tentez d'atteindre quelque chose derrière vous, ne vous étirez pas plus que la portée naturelle du bras, sans devoir modifier votre position assise.

NE VOUS TENEZ PAS debout sur un fauteuil roulant.

N'UTILISEZ PAS les freins de roue pour ralentir la descente en pente.

Un changement soudain de direction en descendant une pente pourrait rendre le fauteuil instable et le faire basculer.

Garantie limitée à vie

Votre produit de marque Drive Medical est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute la durée de vie du produit pour l'acheteur initial.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la qualité de fabrication de nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil découlant d'une mauvaise utilisation ou de la négligence du propriétaire, ou de l'usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roues et les poignées, qui sont sujets à l'usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions au sujet de votre appareil Drive Medical ou de la présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur Drive Medical autorisé.

 **AVERTISSEMENT** : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ainsi que des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.



© 2026 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive Medical est une marque de commerce de
Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Fabriqué en Chine



Artículo n.º SSP18RBDDAV mostrado

CAPACIDAD DE PESO PARA SILLAS DE 40,6 cm (16") Y 45,7 cm (18"):
136 KG (300 LBS)

CAPACIDAD DE PESO PARA SILLAS DE 50,8 cm (20"):
159 KG (350 LBS)

CAPACIDAD DE PESO PARA SILLAS DE 55,9 cm (22"):
204 KG (450 LBS)

CAPACIDAD DE PESO PARA SILLAS DE 61 cm (24"):
227 KG (500 LBS)

Uso previsto

La silla de ruedas reclinable Silver Sport es un dispositivo de movilidad que se acciona de forma manual y está diseñado para brindar un asiento de apoyo seguro y asistencia de movilidad a las personas que tienen limitaciones de movilidad temporales o permanentes y requieren la capacidad para reposicionar la parte superior del cuerpo mediante una reclinación parcial o total.

La silla de ruedas puede ser accionada por el usuario o por un cuidador o asistente, según las capacidades funcionales del usuario. Está diseñada para adaptarse a los usuarios que necesitan apoyo postural, redistribución de la presión a través de posiciones de reclinación o mayor comodidad debido a afecciones médicas que afectan la movilidad, el equilibrio, la resistencia o el control del tronco.

La silla de ruedas no está diseñada para usarse como asiento de transporte en vehículos motorizados y solo debe usarse en superficies niveladas y estables.

PRECAUCIÓN:

Estabilidad: la silla de ruedas está diseñada para ser segura y estable siempre y cuando se mantenga el centro de gravedad mientras se realizan actividades normales. Se debe tener cuidado al realizar actividades que desplacen el centro de gravedad de la silla. No se estire demasiado a tal punto que requiera moverse del asiento ni se incline mucho por fuera de la silla. Cuando tenga que inclinarse para alcanzar algún objeto, asegúrese de que las ruedas delanteras apunten hacia adelante; eso hace que la base de las ruedas se extienda y la silla se estabilice.

Rampas: esté seguro de sus propias capacidades, limitaciones y resistencia antes de intentar subir una rampa. Un profesional calificado debe mostrarle las técnicas correctas para saber sortear las rampas. Se recomienda asistencia al subir o bajar pendientes mayores a 10°. Si debe detenerse en una pendiente, evite un movimiento repentino y brusco cuando reanude la marcha. Debido a la pendiente hacia atrás de la silla, un movimiento repentino y brusco podría causar inestabilidad. Al intentar usar los frenos para el bloqueo de las ruedas, podría trabarse accidentalmente, inclinarse hacia un lado o detenerse de forma repentina. Evite cambiar de dirección al bajar por una pendiente, ya que esto podría provocar inestabilidad al inclinarse.

Lea este manual con atención para asegurarse de usar el producto de forma segura y de comprender las instrucciones de mantenimiento.

Felicitaciones por la compra de una silla de ruedas Drive Medical. Las sillas de ruedas Drive Medical son el resultado de una ingeniería de calidad y están fabricadas para cumplir con especificaciones sumamente estrictas. Esperamos que supere todas sus expectativas.

Uso y seguridad

RECLINACIÓN DEL RESPALDO: la silla de ruedas reclinable Silver Sport cuenta con un respaldo reclinable de varias posiciones diseñado para mejorar la comodidad y el apoyo. Siga los pasos que se indican a continuación para reclinarse de forma segura y volver a colocar el respaldo en posición vertical.

Antes de comenzar

- Asegúrese de que la silla de ruedas esté sobre una superficie nivelada y estable.
- Enganche las trabas de las ruedas para evitar que se muevan durante la reclinación.
- Confirme que los antivuelcos estén instalados.

Para reclinarse el respaldo

- Póngase de pie detrás de la silla de ruedas.
- Ubique los mangos de liberación de reclinación posicionados en la parte superior de los mangos de empuje.
- Apriete o tire de los mangos de liberación de manera firme y pareja con ambas manos.
- Mientras sostiene los mangos, guíe lentamente el respaldo hacia atrás hasta la posición deseada.
- Suelte los mangos una vez que el respaldo alcance el ángulo que prefiera. El mecanismo se bloqueará automáticamente cuando esté completamente acoplado.

Para volver a colocar el respaldo en posición vertical

- Póngase de pie detrás de la silla de ruedas y sostenga los mangos de empuje firmemente.
- Enganche los mangos de liberación de reclinación.
- Mueva con cuidado al respaldo hacia adelante, manteniendo el control hasta que alcance la posición completamente vertical.
- Suelte los mangos y asegúrese de que el respaldo se bloquee en su lugar.

Notas de seguridad

- No intente reclinar la silla mientras está en movimiento.
- Siempre use las dos manos cuando opere el mecanismo de inclinación.
- Confirme que la ropa, los brazos y los accesorios del usuario no estén en contacto con el marco de inclinación antes de ajustarlo.

BLOQUEOS DE LAS RUEDAS: accione los dos bloqueos de las ruedas antes de subir o bajar de la silla, inclinarse hacia adelante en la silla o mientras se encuentra en un ascensor o en un elevador de silla de ruedas. El ajuste correcto del bloqueo de la rueda es de al menos 3,175 mm (1/8") cuando está bloqueado. Los bloqueos se accionan empujando el mango completamente hacia adelante. Los ajustes de los bloqueos se realizan aflojando o apretando la tuerca del perno del carro. Inserte la zapata de bloqueo al menos 1/8" deslizando la abrazadera hacia la rueda trasera mientras el mango está en la posición de bloqueo. Apriete la tuerca y el perno para fijarlos en su posición. Compruebe que la acción de bloqueo sea correcta antes del uso real.

LLANTAS: las llantas de goma sólida requieren un mantenimiento mínimo, pero deben limpiarse en ocasiones con un paño húmedo. Sustitúyalas si las llantas se desgastan mucho o si aparecen grietas.

RUEDAS DELANTERAS: las ruedas deben revisarse de forma periódica y lubricarse en ocasiones. Lubríquelas retirando las horquillas y engrasando los cojinetes del vástago. Lubrique los cojinetes de las ruedas quitando la rueda de la horquilla. Vuelva a ensamblar la horquilla y la rueda apretando las tuercas hasta que no haya holgura, pero que las ruedas giren libremente. Si la tuerca está demasiado floja, la rueda se meneará, si está demasiado apretada, será difícil manejar la silla.

EXTRACCIÓN DE LOS REPOSAPIÉS Y

REPOSAPIERNAS ABATIBLES: desbloquéelos empujando la palanca del aparejo delantero. Reposapiés y reposapiernas abatibles hacia afuera y hacia los costados. Levántelos para retirarlos.

AJUSTE DEL LARGO DEL REPOSAPIÉS Y REPOSAPIERNAS: al ajustar el largo de los reposapiés o los reposapiernas, el usuario debe estar sentado en la silla de ruedas con los pies sobre las placas. Afloje el perno de la abrazadera alrededor del conjunto de soporte. Eleve o baje la placa del pie a la posición deseada para que proporcione el máximo soporte a los muslos. El aparejo delantero no debe estar tan bajo como para causar una presión incómoda en los muslos en contacto con la parte delantera del tapizado del asiento. El reposapiés no debe estar a menos de 63,5 mm (2-1/2") del suelo para garantizar un espacio libre.

AJUSTE Y ELEVACIÓN DEL REPOSAPIERNAS: levante la placa del pie del conjunto del reposapiernas a la posición deseada. Suelte el conjunto del reposapiernas y se bloqueará automáticamente en su lugar. Para bajar, empuje hacia afuera la palanca del reposapiernas y baje la placa del pie a la posición deseada.

RUEDAS: las ruedas traseras grandes deben inspeccionarse al menos una vez al mes para garantizar que estén bien ajustadas. Si la rueda se bambolea o está floja, suelte la tuerca de bloqueo y apriete ligeramente el perno del eje. Pruebe que la tensión sea la adecuada apoyando la silla sobre un lado y girando la rueda ajustada.

CUIDADO GENERAL: limpie las piezas con un paño suave y limpio al menos una vez a la semana. Todas las piezas metálicas se pueden limpiar con cera para automóviles o productos similares. Si se expone a la humedad, séquela de inmediato. No utilice un limpiador abrasivo que pueda rayar el acabado.

PARA ABRIR LA SILLA: colóquese frente a ella, coloque las manos sobre los rieles del asiento y empuje hacia abajo y hacia afuera, hasta que el asiento se abra completamente y quede nivelado.

PARA CERRAR Y DOBLAR LA SILLA: en primer lugar, doble las placas de los pies a la posición vertical. Sujete el asiento con ambas manos del borde delantero y posterior y levántelo. O bien, incline la silla hacia un lado y levante el riel del asiento.

BRAZOS EXTRAÍBLES: retire los brazos presionando el botón de resorte y levantando los brazos de los enchufes delanteros y traseros.

ADVERTENCIA

No intente ajustar ni operar la silla de ruedas sin leer atentamente todas las instrucciones de este manual.

Esta silla de ruedas no ha sido aprobada como un asiento que pueda usarse en vehículos de cualquier tipo. Traslade siempre al usuario de la silla de ruedas a un asiento aprobado por el fabricante del vehículo y use los dispositivos de sujeción de seguridad disponibles.

No use esta silla de ruedas en caminos, calles ni en ninguna superficie con tráfico vehicular.

No intente operarla en pendientes de 10 % o más sin la asistencia adecuada.

Asegúrese de accionar completamente los bloqueos de las ruedas cuando suba y baje de la silla de ruedas o cuando esté en un ascensor o en un elevador de silla de ruedas.

La silla de ruedas debe estar en una superficie lisa, estable y nivelada con los bloqueos de las ruedas activados antes de trasladar al usuario dentro o fuera de la silla de ruedas.

No ajuste los reposapiés a una distancia inferior a 63,5 mm (2-1/2") del piso.

Al subir o bajar de una silla de ruedas, no se pare ni aplique peso sobre los reposapiés.

Antes de estirarse o inclinarse hacia adelante, coloque las ruedas delanteras mirando hacia el frente y accione los bloqueos para evitar que la silla de ruedas se vuelque.

No se incline sobre la parte superior del respaldo de la silla de ruedas ni aplique peso en este. Esto puede hacer que la silla de ruedas se vuelque. Al intentar extender los brazos hacia atrás, alcance solo hasta donde el brazo pueda llegar sin necesidad de cambiar la posición en la silla.

NO se pare sobre la silla de ruedas.

NO use los bloqueos de las ruedas para reducir la velocidad de su descenso en una pendiente.

Cambiar las direcciones de forma brusca mientras desciende por una pendiente puede causar inestabilidad o un posible vuelco.

Garantía limitada de por vida

Su producto de la marca Drive Medical tiene garantía contra defectos de materiales y mano de obra durante toda su vida útil para el comprador consumidor original.

Este dispositivo se construyó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma, ruedas y agarres, que están sujetos al desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo Drive Medical o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive Medical autorizado.

 **ADVERTENCIA:** este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), que, según el estado de California, puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.



© 2026 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive Medical es una marca comercial de
Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 EE. UU. Fabricado en China.

